



Distinguiti.

 **Mortara**

SURVEYOR S4 MOBILE MONITOR



...per la

libertà



Surveyor S4 rappresenta una soluzione robusta per il monitoraggio telemetrico scalabile, sicura e con un ottimo rapporto costo-efficacia.

- Non è necessario installare un sistema di antenne proprietario: Surveyor S4 sfrutta in modo sicuro la rete WiFi esistente.
- Fai una scelta ecologica e liberati da ulteriori costi scegliendo le batterie ricaricabili; il loro utilizzo non aiuta soltanto l'ambiente, ma ti consente di evitare la spesa per le batterie monouso, garantendo oltre 24 ore di autonomia al dispositivo.
- Estendi la copertura ad ogni zona dotata di WiFi, facendo di ogni paziente ospedalizzato un paziente monitorato. Se le necessità aumentano, il sistema di telemetria può facilmente crescere con esse.

...per


l'efficienza

Controlla la connessione degli elettrodi a colpo d'occhio, grazie agli indicatori di impedenza colorati.

L'indicatore della qualità del segnale SpO₂ consente di valutare lo stato del collegamento del sensore.*

Passa alla visualizzazione delle tracce in tempo reale.

Visualizza tutti i parametri numerici in una singola schermata.



Monitora la saturazione del paziente tramite la misurazione di SpO₂ in tempo reale in prossimità del paziente.



operativa

Scegli tra molteplici modalità di visualizzazione dell'ECG in tempo reale.



Controlla rapidamente lo stato del S4 e le informazioni relative al posto letto monitorato.



Utilizza la schermata degli indici numerici per valutare i parametri vitali del paziente e la qualità del segnale SpO₂.*

Lancia una stampa in centrale senza abbandonare il posto letto del paziente. Scegli tra 12 derivazioni o strip.

...per


l'efficienza

Controlla la connessione degli elettrodi a colpo d'occhio, grazie agli indicatori di impedenza colorati.

L'indicatore della qualità del segnale SpO₂ consente di valutare lo stato del collegamento del sensore.*

Passa alla visualizzazione delle tracce in tempo reale.

Visualizza tutti i parametri numerici in una singola schermata.



Monitora la saturazione del paziente tramite la misurazione di SpO₂ in tempo reale in prossimità del paziente.




operativa

Scegli tra molteplici modalità di visualizzazione dell'ECG in tempo reale.



Lancia una stampa in centrale senza abbandonare il posto letto del paziente. Scegli tra 12 derivazioni o strip.



Controlla rapidamente lo stato del S4 e le informazioni relative al posto letto monitorato.

Utilizza la schermata degli indici numerici per valutare i parametri vitali del paziente e la qualità del segnale SpO₂.*

...per la competenza clinica



Con oltre 30 anni di ricerca e sviluppo nella cardiologia diagnostica, il marchio Mortara è garanzia di qualità ed affidabilità. L'utilizzo del rinomato algoritmo VERITAS™ su tracciati di qualità diagnostica garantisce eccezionali performance nella detezione di aritmie e nell'analisi a 12 derivazioni del tratto ST, cruciali per una valutazione clinica accurata e per la riduzione del tempo di diagnosi.

- Riponi la tua fiducia nella comprovata accuratezza dell'algoritmo VERITAS.
- Scegli il Surveyor S4 che meglio si adatta alle tue esigenze, in un range di modelli che offre il monitoraggio di 1/7 derivazione/i ECG (con 3/5 terminali) o 12 derivazioni ECG (con modello a 10 terminali).
- Includi l'opzione di pulsossimetria per il monitoraggio continuo del livello di saturazione SpO₂ e del pletismogramma, essenziali per la rilevazione precoce della desaturazione nei pazienti monitorati centralmente.*

VERITAS™
Advanced ECG Algorithms

...per il monitoraggio

La centrale Surveyor Central Station garantisce flessibilità operativa, continuità dei dati e monitoraggio vigile degli allarmi - tutti elementi critici nel mantenere sotto controllo i tuoi pazienti.

- Garantisci ulteriori possibilità di monitoraggio al tuo staff infermieristico utilizzando le stazioni Surveyor Repeater e Review.
- Surveyor Central, in abbinamento ai monitor posto letto Surveyor S12 e S19, ed il telemetro S4, garantisce il monitoraggio in reparti con diversa intensità di cura, dalla più alta alla più bassa, utilizzando una soluzione scalabile in grado di gestire fino a 64 pazienti.
- Utilizzando VERITAS, che può ridurre l'incidenza dei falsi allarmi, Surveyor Central può rivelarsi un ausilio efficace nella riduzione del problema critico dell'affaticamento d'allarme.



...per il VERITAS

Da oltre 30 anni Mortara è conosciuta per la qualità dei propri algoritmi, all'avanguardia nell'analisi continua del tratto ST su 12 derivazioni e nella detezione delle aritmie sin dal 1985; abbiamo dato ai nostri algoritmi il nome VERITAS, perché il nostro credo è fornire la VERITÀ ai medici che si affidano alle nostre soluzioni. Raggiungiamo questo obiettivo con filtri e frequenze di campionamento al vertice del mercato e mantenendo la qualità diagnostica dei dati, aspetti cruciali per una corretta valutazione del paziente. Fornire dati accurati e reali, sempre, è per noi una missione.

...per l'impegno

La vostra soddisfazione è la misura diretta del nostro successo. Quando superiamo le vostre aspettative, sappiamo di essere stati all'altezza dei nostri standard di eccellenza: ogni singolo membro di Mortara pone la vostra soddisfazione al primo posto, da chi ricerca e sviluppa soluzioni innovative, a chi progetta e produce i dispositivi, a chi è dedito al supporto dei nostri fedeli clienti. Ogni prodotto che esce dalla nostra azienda in Milwaukee, Wisconsin è garanzia di qualità e di un incrollabile impegno da parte nostra al vostro servizio.

Scoprite di più telefonando al Numero Verde: 800 013669.



MORTARA INSTRUMENT, INC.

7865 North 86th Street
Milwaukee, WI 53224 U.S.A.
Tel: 414.354.1600
Tel: 800.231.7437
Service: 888.MORTARA
Fax: 414.354.4760

MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.R.L.

(European Headquarters)
Via Cimarosa 103/105
40033 Casalecchio di Reno
Bologna - Italia
Tel: +39 051 2987811
Fax: +39 051 6133582

Burdick®, Mortara®, Quinton®, Surveyor™ e VERITAS™ sono marchi o marchi registrati di proprietà di Mortara Instrument, Inc.

*L'opzione pulsossimetria potrebbe non essere disponibile per la vendita in tutti i paesi. Contattare il proprio rappresentante Mortara per verificare la disponibilità del prodotto nel proprio paese.

